



CL003  
CL004

Русский

CL003 Счетчик элементов крови с 6 окошками

CL004 Счетчик элементов крови с 9 окошками

Технические данные:

- Числовой диапазон в окне: 0 – 999
- Окно счетчика: Да

	CL003	CL004
Число кнопок	5	8
Размеры см (ДхШхВ)	25 x 8 x 5	32 x 8 x 5
Вес	0,6 кг	0,8 кг

Код заказа:

- CL003: Счетчик элементов крови с 6 окошками
- CL004: Счетчик элементов крови с 9 окошками

# Счетчик элементов крови



Контакты: e-mail: [cypress@diagnostics.be](mailto:cypress@diagnostics.be)  
 тел: + 32 (0)15 67 67 68  
 Nijverheidsstraat 8  
 2235 Hulshout  
 Бельгия  
 Сайт: [www.diagnostics.be](http://www.diagnostics.be)

Ваш Дистрибьютор

Cell Counter RU 2021-04