

CE



CYPRESS  
DIAGNOSTICS

CY015

Русский

# CYANElite 290

Биохимическая платформа



**CYANElite 290** является лучшим выбором для расширения лабораторий. Это в четыре раза увеличивает ваши аналитические возможности, снижает потребление реагентов и повышает научную достоверность анализов.

**CYANElite 290** даст вам удовлетворение от хорошо выполненной работы.

*Эксклюзивно продается обученными дистрибьюторами.*

## Cypress Diagnostics

Клинический лабораторный специалист с 27-летним опытом продажи 75 миллионов тестов в год.



### **27 лет опыта**

Обладающая 27-летним опытом, Cypress Diagnostics — это компания, к которой можно обратиться за качественными химическими анализаторами и наборами. Благодаря всему этому многолетнему опыту, мы знаем уловки торговли.



### **Научная обоснованность превыше всего**

После установки анализатора, наши специалисты проконсультируют вас и помогут максимально эффективно использовать ваше оборудование. В случае возникновения проблем мы немедленно поможем вам через наших местных партнеров.



### **Прибыль на инвестиции**

После установки анализатора, наши специалисты проконсультируют вас и помогут максимально эффективно использовать ваше оборудование. В случае возникновения проблем мы немедленно поможем вам через наших местных партнеров.



### **Послепродажная поддержка**

Наши сертифицированные дистрибьюторы заботятся о мельчайших деталях для каждого нового проекта. Ваш анализатор будет установлен, а ваша команда обучена.

# Производительность

## Доступность

Для оптимизации производительности **CYANELite 290** оператор имеет прямой и непрерывный доступ к реагентам и образцам. По запросу, тесты прерываются для замены кювет.

## Автономия

Благодаря автономной работе до 60 минут, **CYANELite 290** освобождает вашу команду от других обязанностей. Для наглядности устройство показывает оставшееся время. **CYANELite 290** всегда указывает доступные объемы реагентов и количество возможных тестов для оптимизации вашей автономной работы.

## Скорость

**CYANELite 290** может обрабатывать до 96 тестов одновременно. Анализатор выполняет измерение каждые 25 секунд. Это позволяет выполнять до 145 тестов в час.

## Запуск

Процедура запуска быстрая и автономная. **CYANELite 290** готов к работе менее чем через 20 минут. Вы можете добавлять образцы, выбирать тесты, запрашивать калибровку и контроль качества во время инициализации.





### Обучение

Мы обучаем вашу команду, чтобы вы максимально эффективно использовали **CYANELite 290** и получали надежные результаты. Наши сертифицированные дистрибьюторы гарантируют, что ваша команда освоит работу с **CYANELite 290**. Мы также предлагаем множество обучающих видео, доступных 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

### Программное обеспечение

Программное обеспечение HI лежит в основе нашего ценностного предложения. Уникальное, интуитивно понятное и информативное, оно действительно выгодно отличается от конкурентов. Попросите продемонстрировать, чтобы оценить.

### Срочные пробы

**CYANELite 290** в первую очередь выполняет срочные пробы. Внесите образец в программное обеспечение, выберите необходимые тесты, загрузите образец в анализатор и начните тестирование через несколько секунд.

Первый результат приходит менее чем за шесть минут!

# Репутация

## Аккредитация

CYANELite 290 документирует связь между отчетными результатами, калибровками, образцами и контролями качества в соответствии с последними стандартами прослеживаемости. Методы Cypress Diagnostics утверждены для CYANELite 290 производителем.


## Доступность

CYANELite 290 своевременно отображает четкую информацию о требованиях к обслуживанию. Вы найдете обзор профилактического обслуживания и индикацию оставшегося срока службы насосов и лампы. Эта информация позволяет планировать вмешательства и избегать перерывов в работе.

## Надежность

Меньше - больше! Мы упростили CYANELite 290, чтобы сделать его более надежным. Маленькие хитрости, такие как хорошо отделенная от электроники гидравлическая система, работоспособность после отключения от компьютера или устойчивость иглы к вертикальным ударам, имеют значение.

Срок службы CYANELite 290 составляет более 100 000 тестов.





### **Четкие и привлекательные отчеты**

**CYANELite 290** быстро обрабатывает анализ и создает четкие отчеты по пациентам или образцам. Отчеты включают дополнительную информацию, такую как коэффициент вариации, средние значения и контрольные диапазоны, для облегчения интерпретации.

### **Научная обоснованность**

Биохимическая платформа **CYANELite 290** с наборами Cypress Diagnostics дает четкие, правильные и последовательные результаты. Эти элементы являются основой для точного и воспроизводимого анализа с ограниченными коэффициентами вариации. Чтобы максимизировать это и уменьшить перекрестное загрязнение, в **CYANELite 290** используются одноразовые кюветы.

# Управление

## Преимственность

Cypress Diagnostics — надежный складской производитель с отличной логистикой и хорошей репутацией (4,9 из 5 звезд в Google). У нас есть культура качества, соответствие нормативным требованиям и политика удовлетворенности.

Вот уже 27 лет мы делаем мир лучше, тест за тестом!

Продав 75 миллионов тестов, мы являемся одним из крупнейших производителей диагностических средств в Бельгии.

## Долговечность

**CYANELite 290** рассчитан на срок службы не менее 100 000 тестов. Поэтому, можно оценить стоимость **CYANELite 290** всего в несколько центов за тест.

Эта биохимическая платформа доступна исключительно через обученных дистрибьюторов, чтобы предложить вам гарантию послепродажного обслуживания и продлить срок службы. Достаточно контракта на техническое обслуживание с двумя ежегодными вмешательствами.

## Экономия

Простота требуемого обслуживания позволяет пользователю выполнять большинство задач. **CYANELite 290** имеет уникальное моющее средство, доступное по разумной цене. **CYANELite 290** потребляет всего 4 мл дистиллированной воды на тест.

При желании к одному компьютеру можно подключить до 4 анализаторов.

## Финансирование

Через наших дистрибьюторов мы предлагаем несколько вариантов финансирования покупки вашего **CYANELite 290**. Узнайте о ваших вариантах.

## Прибыль на инвестиции

**CYANELite 290** принесет вам лучшие финансовые результаты, умножая количество тестов<sup>1</sup> на набор Cypress Diagnostics на три (3). Это позволяет выполнять в 3,8 раза больше тестов одной и той же командой<sup>2</sup>. Вместе, этот прирост производительности и емкости увеличивает вашу рентабельность в 11 раз!

<sup>1</sup> В сравнении с полуавтоматическим биохимическим анализатором

<sup>2</sup> В сравнении с полуавтоматическим биохимическим анализатором

## Узнайте о CYANElite 290



→ Технические характеристики,  
часто задаваемые вопросы, видео, ....



Базовое



Plus



Duo

### Предложение

	Базовое	Plus	Duo
CYANElite 290	✓	✓	2 x
Базовый комплект расходных материалов	✓	✓	✓
Предварительно запрограммированный компьютер		✓	✓
23 дюймовый экран		✓	2 x
Клавиатура		✓	✓
Мышь		✓	✓
Код заказа	CY015	CY015+	CY015+2

#### Контакты:

E-mail: [cypress@diagnostics.be](mailto:cypress@diagnostics.be)

тел: + 32 (0)15 67 67 68

Nijverheidsstraat 8

2235 Hulshout

Бельгия

Сайт: [www.diagnostics.be](http://www.diagnostics.be)

#### Ваш Дистрибьютор

CYANElite 290

Дата выпуска RU 2022-06-01

**Отказ от ответственности:** эта информация является ориентировочной и может быть изменена без предварительного уведомления. Используйте документацию, поставляемую с продукцией. В случае сомнений обращайтесь по адресу [cypress@diagnostics.be](mailto:cypress@diagnostics.be)

ISO 13485:2016

[www.diagnostics.be](http://www.diagnostics.be) • Belgique • Tel: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: [cypress@diagnostics.be](mailto:cypress@diagnostics.be)



## Ключевые цифры

### Ёмкость

- Реагенты:
  - ✓ 19 позиций
  - ✓ 3 формата (30, 15 и 2 мл)
  - ✓ Охлаждение
- Образцы:
  - ✓ 10 позиций
  - ✓ 2 формата (пробирки или чашки по 1 мл)
- Кюветы:
  - ✓ 96
  - ✓ 4 сегмента
  - ✓ 330 мкл
- Методы:
  - ✓ 29 от Cypres Diagnostics
  - ✓ 3 свободный выбор

### Производительность

- Тесты:
  - ✓ 145 т/ч
  - ✓ От 29 до 290 т/д
- Экономия:
  - ✓ В 3 раза больше тестов на набор

### Простота

- Гидравлическая система:
  - ✓ 2 перистальтических насоса
  - ✓ 1 разбавитель
  - ✓ Отделение от электроники
- Игла:
  - ✓ Контактный детектор
  - ✓ Датчик уровня (мл)
  - ✓ Моющая станция



## Тестовая платформа



Код	Наименование	Упаковка	Тестов на набор
HB0010	Альбумин	2 x 125 мл	757
HB0010M	Альбумин	8 x 30 мл	727
HB0020	Билирубин Прямой и Общий	2 x 125 мл	833
HB0030	Кальций	2 x 125 мл	714
HB0030M	Кальций	8 x 30 мл	685
HB005	Хлориды	2 x 125 мл	757
HB0080	Креатинин	2 x 125 мл	833
HB0080M	Креатинин	8 x 30 мл	800
HB011	Гемоглобин	4 x 5 мл	57
HB012	Железо	4 x 50 мл	714
HB014	Фосфор	2 x 125 мл	714
HB0190	Общий белок	2 x 125 мл	781
HB0190M	Общий белок	8 x 30 мл	750
HB020	Общий белок в моче	2 x 125 мл	700
HB0320	Магний	2 x 125 мл	714
HB0320M	Магний	8 x 30 мл	685
HB0340	Натрий Энз	40 + 20 мл	200
HBE01	Кислая Фосфатаза	18 x 2 мл	100
HBE02	Щелочная Фосфатаза	15 x 15 мл	500
HBE12	Щелочная Фосфатаза	60 + 15 мл	250
HBE03	$\alpha$ -Амилаза	20 x 2 мл	133
HBE09	Липаза	4 x 10 мл	114

Код	Наименование	Упаковка	Тестов на набор
HBEL010	АСТ	240 + 60 мл	1000
HBEL010M	АСТ	6 x 30 + 3 x 15 мл	750
HBEL020	АЛТ	240 + 60 мл	1000
HBEL020M	АЛТ	6 x 30 + 3 x 15 мл	750
HBEL03	Креатинкиназа NAC	60 + 15 мл	250
HBEL05	Креатинкиназа MB	60 + 15 мл	227
HBEL04	ЛДГ	240 + 60 мл	250
HBEL041	ЛДГ	60 + 15 мл	250
HBEL06	γ -ГТ	240 + 60 мл	1090
HBEL061	γ -ГТ	60 + 15 мл	272
HBL010	Холестерин	2 x 125 мл	714
HBL010M	Холестерин	8 x 30 мл	685
HBL011	Холестерин ЛПВП	120 + 40 мл	400
HBL012	Холестерин ЛПНП	120 + 40 мл	400
HBL020	Мочевая кислота	2 x 125 мл	781
HBL020M	Мочевая кислота	8 x 30 мл	750
HBL030	Мочевина	240 + 60 мл	571
HBL04	Глюкоза	2 x 125 мл	757
HBL04M	Глюкоза	8 x 30 мл	727
HBL060	Триглицериды	2 x 125 мл	757
HBL060M	Триглицериды	8 x 30 мл	727
HT001	HbA1c Турб	30 + 10 мл	100



## Отличное решение

### Производительность

- Доступность
- Автономия
- Скорость
- Запуск
- Обучение
- Программное обеспечение
- Срочные пробы

### Репутация

- Аккредитация
- Доступность
- Надежность
- Четкие и привлекательные отчеты
- Научная обоснованность

### Управление

- Преемственность
- Долговечность
- Экономия
- Финансирование
- Прибыль на инвестиции