



CL016
Русский

CL016 Мини Вихревой Смеситель

Подходит для перемешивания содержимого одной пробирки с образцом в лаборатории. Прибор работает автоматически при нажатии на головку вихревого смесителя (функция запуска при нажатии).

При выборе CYAN CL016 Вы получите следующие преимущества:

- Функция автоматического запуска при нажатии
- Переменная скорость управления
- Компактный, надежный и долговечный
- Отсутствие вибрации
- Быстрый
- Бесшумный
- Высококачественный двигатель для идеальной производительности

Технические характеристики:

- Одно силиконовое гнездо
- Орбита 4,5 мм
- Макс. скорость: 3200 обор.
- Макс. объем: 50 мл
- Размеры гнезда: 3,9 см (Ø диаметр)
- Габариты: 5,5 x 11,3 x 8,1 см (Ш x Г x В)
- Вес брутто: 0,90 кг
- Питание: 110/220 В - 50/60 Гц

Код заказа:

- CL016: [Мини Вихревой Смеситель](#) (110/220 В - 50/60 Гц)

Мини Вихревой Смеситель



Контакты: e-mail: cypress@diagnostics.be
тел: + 32 (0)15 67 67 68
Nijverheidsstraat 8
2235 Hulshout
Бельгия
Сайт: www.diagnostics.be

Ваш Дистрибьютор

Mini Vortex RU 2021-09